

 Philips S.p.A. Viale Sarca, 235 20126 Milano	<u>SCHEDA</u> <u>DISPOSITIVI</u> <u>MEDICI</u> Scheda tecnica Relative ai “dispositivi medici” (rif. Direttiva 93/42 CEE integrata e modificata da Direttiva 2007/47 CE)	CODICE:1056380 REVISIONE: 03 DATA 28/04/2025 Pagina 1 di 9
--	---	---

A) INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPARECCHIATURA

Nome: Oxygenate 5 	Codice Philips : 1156380
Modello: Oxygenate 5 Codice Fabbricante/assemblatore KSW-5	Denom. Merceologica: Concentratore Ossigeno
Fabbricante: Jiangsu Konsung Bio-Medical Science And Technology Co., Ltd	Nazione di produzione: China
Importatore: Philips S.p.A. - Respironics Deutschland GmbH & Co. KG	Manutentore: Philips S.p.A.
Fornitore: Philips S.p.A.	
Anno inizio produzione	2024
Anno inizio commercializzazione	2025
Periodo di garanzia produttore	36 mesi
Periodo di garanzia fornitore	36 mesi

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI: Oxygenate 5 Il concentratore di ossigeno è composto da un compressore d'aria, un pretrattamento dell'aria, una valvola di controllo, una torre di adsorbimento di setaccio molecolare, un sistema di controllo e allarme e un sistema di trattamento del gas di produzione. Fornendo ossigeno ai pazienti, il trattamento offerto dal concentratore di ossigeno può favorire il recupero di patologie cardiovascolari e cerebrovascolari, respiratorie, polmonite cronica ostruttiva e altre malattie, nonché l'ipossia. Il concentratore di ossigeno è adatto a diversi livelli di ipossia fisiologica, come gli anziani e le donne in gravidanza, e può anche essere utilizzato per eliminare la fatica e ripristinare la funzione corporea dopo un pesante sforzo fisico o mentale. Pannello frontale: Display, interruttore ON/OFF, manopola regolazione portata ossigeno, pulsante regolazione timer terapia Unità principale: corpo macchina, collegamento umidificatore, ruote antivibrazione, filtro ingresso aria e compressore da sostituire ogni 2 anni (pulizia ogni 500 ore consigliata), filtro antibatterico (interno)
--

 Philips S.p.A. Viale Sarca, 235 20126 Milano	<u>SCHEDA</u> <u>DISPOSITIVI</u> <u>MEDICI</u> Scheda tecnica Relative ai “dispositivi medici” (rif. Direttiva 93/42 CEE integrata e modificata da Direttiva 2007/47 CE)	CODICE:1056380 REVISIONE: 03 DATA 28/04/2025 Pagina 2 di 9
--	---	---

Uso previsto: Per le strutture mediche per la somministrazione di ossigeno ai pazienti affetti da ipossia e per l'assistenza domiciliare ai pazienti che necessitano di ossigeno supplementare.

Popolazione di pazienti prevista: Adulti, pediatrici e neonati (di età superiore ai 3 anni).

Condizioni mediche: Istituzioni mediche; istituzioni o strutture sanitarie con capacità di assistenza sanitaria.

Utente previsto: Professionista medico o paziente addestrato.

Unità principale	
Classificazione di sicurezza elettrica	Classe II, parte applicata di tipo BF; apparecchiatura non AP/APG
Ingresso di acqua o particolato nell'apparecchiatura	IP21
Modalità di funzionamento	Continuo
Durata del prodotto	5 anni
Pressione di uscita dell'ossigeno	30 kPa - 80 kPa
Alimentazione	230V~, 50 Hz
Incertezza di misura	±3%
Fusibile	F5AL250V
Accessorio	
Pressione massima dell'umidificatore a bottiglia	80 kPa
Portata dell'umidificatore a bottiglia	1 L/min~5 L/min
Pressione massima della cannula nasale	80 kPa
Intervallo di flusso della cannula nasale	> 5 L/min

Modello	Flusso (L/min)	Densità di O2 (V/V)	Rumore (potenza sonora dBA)	Dimensioni (mm) (LxLxA)± 20mm	Consumo di energia (VA)	Peso (kg) ±3kg	Periodo di temporizzazione
KSW-5 (Oxygenate 5)	5	93%±3%	<40	410×265×530	<360	18	Sì

Concentrazione ossigeno: O2 93+/-3%, nel dettaglio la concentrazione Ossigeno in rapporto ai diversi flussi erogati
Flusso O2 erogabile: settabile da 0,5 l/min a 5 l/min con step di 0,1 l/min.

 Philips S.p.A. Viale Sarca, 235 20126 Milano	<u>SCHEDA</u> <u>DISPOSITIVI</u> <u>MEDICI</u> Scheda tecnica Relative ai “dispositivi medici” (rif. Direttiva 93/42 CEE integrata e modificata da Direttiva 2007/47 CE)	CODICE:1056380 REVISIONE: 03 DATA 28/04/2025 Pagina 3 di 9
--	---	---

Portata del concentratore di ossigeno	Criteri di accettazione	Concentrazione di ossigeno effettiva
1 L/min	93%±3%	95%
2 L/min		95%
3 L/min		95%
4 L/min		95%
5 L/min		93%

Specifiche ambientali:

Ambiente operativo	Temperatura: 5°C - 40°C
	Umidità relativa: ≤75% (senza condensa)
	Pressione barometrica: 86kPa - 106kPa
Ambiente di stoccaggio e trasporto	Temperatura: -40°C- +55°C
	Umidità relativa: ≤93% (senza condensa)
	Pressione barometrica: 50kPa - 106kPa

Elenco degli accessori

N.	Nome	Specifica	Unità	Qtà.	Osservazioni
1	Bottiglia dell'umidificatore	IV-200	pz	1	/
2	Cannula nasale	1,6 metri	pz	1	Campione
3	Filtro	/	pz	4	/
4	Spugna	/	pz	1	/

Sistema di allarme e indicatori del concentratore di ossigeno

La progettazione del sistema di allarme mira a monitorare il concentratore di ossigeno in caso di situazioni quali spegnimento, pressione anomala o indicatore delle condizioni di funzionamento dell'apparecchiatura

Allarme	Motivo dell'allarme	Acustico	Visivo	Priorità
Spegnimento	L'alimentazione della rete è scollegata durante il funzionamento	Triplo + doppio + triplo + doppio segnale acustico	L'indicatore lampeggia rapidamente in rosso, frequenza:	Alta

 Philips S.p.A. Viale Sarca, 235 20126 Milano	<u>SCHEDA</u> <u>DISPOSITIVI</u> <u>MEDICI</u> Scheda tecnica Relative ai “dispositivi medici” (rif. Direttiva 93/42 CEE integrata e modificata da Direttiva 2007/47 CE)	CODICE:1056380 REVISIONE: 03 DATA 28/04/2025 Pagina 4 di 9
--	---	---

			1,4~2,8Hz	
Bassa concentrazione	La concentrazione di ossigeno è inferiore all'82%.	Segnale acustico singolo	L'indicatore si accende in giallo	Bassa
Pressione dell'aria anomala	La pressione interna del concentratore di ossigeno è superiore a 260kPa o inferiore a 20kPa.	Segnale acustico singolo	Se la pressione dell'aria è elevata, l'indicatore si illuminerà di giallo e sullo schermo verrà visualizzato il codice "E05".	Bassa
			Se la pressione dell'aria è bassa, l'indicatore si accenderà in giallo e sullo schermo verrà visualizzato il codice "E02".	Bassa
Alta temperatura	La temperatura del sistema del concentratore di ossigeno è superiore al limite massimo di temperatura consentito.	Segnale acustico singolo	L'indicatore si accenderà in giallo e sullo schermo verrà visualizzato il codice "E35".	Bassa
Errore di comunicazione del sensore di ossigeno	Il concentratore di ossigeno non ha ricevuto il segnale dal sensore di ossigeno.	Segnale acustico singolo	L'indicatore si accenderà in giallo e sullo schermo verrà visualizzato il codice "E31".	Bassa
Bassa tensione	La tensione di alimentazione del concentratore è inferiore dell'85% rispetto alla tensione standard.	Segnale acustico singolo	L'indicatore si accenderà in giallo e sullo schermo verrà visualizzato il codice "E03".	Bassa

Per la risoluzione dei problemi consultare il manuale al punto 4 Risoluzione dei problemi.

B) NORME E CERTIFICAZIONI

Classificazione di sicurezza elettrica	Classe II, parte applicata di tipo BF; apparecchiatura non AP/APG
Sottoposta a marchio CE	Si (CE1639)

 Philips S.p.A. Viale Sarca, 235 20126 Milano	<u>SCHEDA</u> <u>DISPOSITIVI</u> <u>MEDICI</u> Scheda tecnica Relative ai “dispositivi medici” (rif. Direttiva 93/42 CEE integrata e modificata da Direttiva 2007/47 CE)	CODICE:1056380 REVISIONE: 03 DATA 28/04/2025 Pagina 5 di 9
--	---	---

L'Apparecchiatura possiede marchio IMQ o di conformità esteri	Si (esteri)
Apparecchio conforme alle norme IEC	Si (vedere manuale)
Apparecchio conforme alle norme CEI 62.5	Si
L'apparecchiatura ha il simbolo di identificazione del tipo visibile	Si
CND	Z12159004
RDM	2760165
UDI	(01)06934822533429 (11)250115 (10)Ma251044 (21)25010440048
Si forniscono i manuali d'uso in lingua italiana	Si

C) INFORMAZIONI SULLA MANUTENZIONE
Si garantisce la manutenzione per 5 anni successivi alla fine produzione del modello
Si garantisce la disponibilità di componenti di ricambio per 5 anni successivi alla fine produzione del modello

D) PROGRAMMA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA CONSIGLIATO
- Pulizia filtri aria ogni 500 ore e sostituzione ogni 2 anni
E) PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONSIGLIATO
- Pulizia filtri aria ogni 500 ore e sostituzione ogni 2 anni
- Verifica concentrazione O2 con Analizzatore O2 una volta all'anno
- Per altri programmi di manutenzione consultare il manuale

Per la tipologia dell'apparecchio, a richiesta è prevista una proposta di contratto di manutenzione

F) DATI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE	
Tipo dell'apparecchio (B – BF – CF rif. Norme CEI 62.5)	IIBF
Dimensioni (LxLxA)	(410×265×530) mm
Peso	18 kg
Alimentazione elettrica da rete tensione (Volt)	230 V c.a. ±10%
Frequenza (Hz)	50
Tipo di alimentazione	monofase
Potenza elettrica impegnata (VA)	290 W
Spina di tipo stampato	Si
Cavo separabile	No
Limiti di temperatura ambientale di funzionamento	Da 5 a 40 °C
Limiti di umidità ambientale di funzionamento	≤75% (senza condensa)

Infrastrutture particolari necessarie per l'installazione: NESSUNA

Ulteriori esigenze tecniche per l'installazione, il funzionamento corretto e l'uso sicuro dell'apparecchiatura: CONSULTARE IL MANUALE D'USO

Philips S.p.A.
Sleep & Respiratory Care – Respironics
Sede legale e operativa
Viale Sarca, 235 – 20126 Milano
Tel: 02.38593000
www.philips.it

Cap. Soc.: Euro 50.000.000,00 i.v.
Registro imprese Milano, Codice Fiscale e P.IVA 00856750153
R.E.A. Milano: n. 88001
Direzione e coordinamento: Koninklijke Philips Electronics N.V.
Registro produttori AEE n. IT08010000000099

Pag. 5 di 9

 Philips S.p.A. Viale Sarca, 235 20126 Milano	<u>SCHEDA</u> <u>DISPOSITIVI</u> <u>MEDICI</u> Scheda tecnica Relative ai “dispositivi medici” (rif. Direttiva 93/42 CEE integrata e modificata da Direttiva 2007/47 CE)	CODICE:1056380 REVISIONE: 03 DATA 28/04/2025 Pagina 6 di 9
--	---	--

G) LIMITAZIONI D'USO L'APPARECCHIO DEVE ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE SANITARIO SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN MEDICO E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAI MANUALI D'ISTRUZIONE. NEI CASI DI UTILIZZO EXTRA-OSPEDALIERO, IL PAZIENTE DEVE ATTENERSI STRETTAMENTE ALLE ISTRUZIONI IMPARTITE DAL MEDICO CURANTE E IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DAL MANUALE D'USO
--

H) AVVERTENZE, ATTENZIONE E CONSIGLI DI SICUREZZA Avvertenze • Durante l'ossigenoterapia, esiste un rischio di incendio associato all'arricchimento di ossigeno. Non utilizzi il concentratore di ossigeno o gli accessori in prossimità di scintille o fiamme libere. • Per garantire che il paziente riceva la dose terapeutica di ossigeno necessaria per la sua condizione medica, il concentratore di ossigeno KSW-5 (Oxygenate 5) deve: • 1) essere utilizzato con le impostazioni determinate o prescritte individualmente per l'utente al suo livello di attività e con i suoi accessori. • 2) essere utilizzato con la combinazione specifica di parti e accessori in linea con le specifiche del fabbricante del concentratore. • Prima e durante l'ossigenoterapia, utilizzi solo lozioni o pomate a base d'acqua compatibili con l'ossigeno. Per evitare il rischio di incendi e ustioni, non utilizzi mai lozioni o pomate a base di petrolio o olio. • Per evitare il rischio di incendi e ustioni, non lubrifici i raccordi, le connessioni, la cannula nasale o altri accessori del concentratore di ossigeno. • Per garantire il corretto funzionamento ed evitare il rischio di incendi e ustioni, utilizzi solo i ricambi consigliati dal fabbricante. • È importante notare che l'uso del concentratore di ossigeno a un'altitudine superiore a 2000 m o al di fuori di una temperatura compresa tra 5°C e 40°C o di un'umidità relativa superiore al 75% (non condensante) può influire negativamente sulla portata e sulla percentuale di ossigeno e di conseguenza sulla qualità della terapia. • L'ossigeno facilita l'innesco e la propagazione di un incendio. Se il concentratore di ossigeno è acceso ma non in uso, non lasci la cannula nasale sui rivestimenti del letto o sui cuscini delle sedie; l'ossigeno renderà i materiali infiammabili. Per evitare l'arricchimento di ossigeno, spenga il concentratore di ossigeno quando non viene utilizzato. • Per ridurre il flusso d'aria, si assicuri che le fonti di ingresso dell'aria siano libere da qualsiasi ostruzione. • Se si avverte un disagio o si verifica un'emergenza medica durante l'ossigenoterapia, si rivolga immediatamente a un medico per evitare danni. • Per evitare danni, i pazienti geriatrici, pediatrici o qualsiasi altro paziente che non sia in grado di esprimere il proprio disagio possono richiedere un monitoraggio aggiuntivo o un sistema di allarme distribuito per trasmettere le informazioni sul disagio o sull'urgenza medica al personale di assistenza responsabile. • Fumare durante l'ossigenoterapia è pericoloso e potrebbe provocare ustioni al volto o morte. Questo dispositivo

PHILIPS

Philips S.p.A.
Viale Sarca, 235
20126 Milano

SCHEDA **DISPOSITIVI** **MEDICI**

Scheda tecnica
Relative ai “dispositivi medici”
(rif. Direttiva 93/42 CEE integrata e
modificata da Direttiva 2007/47 CE)

CODICE:1056380

REVISIONE: 03
DATA 28/04/2025

Pagina 7 di 9

produce un gas di ossigeno arricchito che accelera la combustione. Vietato fumare o usare fiamme libere nello stesso locale in cui si trovano il concentratore o gli accessori per il trasporto dell'ossigeno. Se si fuma, deve spegnere il concentratore di ossigeno, rimuovere la cannula e lasciare la stanza in cui si trova la cannula o il concentratore di ossigeno. Se non è possibile lasciare la stanza, è necessario attendere 10 minuti dopo aver spento il concentratore di ossigeno.

- Le fiamme libere durante l'ossigenoterapia sono pericolose e potrebbero provocare incendi o morte. Non lasci fiamme libere a meno di 2 m dal concentratore di ossigeno o da eventuali accessori per il trasporto dell'ossigeno.
- Non utilizzi l'apparecchiatura in prossimità di materiali infiammabili come grasso, olio, detergenti ecc. Sotto una certa pressione, l'olio, il grasso o le sostanze grasse, se combinati con l'ossigeno, possono autoaccendersi e provocare una combustione intensa. Tenga queste sostanze lontane dal concentratore di ossigeno, dalle tubazioni, dai connettori e da tutti gli altri dispositivi per l'ossigeno. Non utilizzi lubrificanti diversi da quelli consigliati dal fabbricante.
- Non collochi detriti e contenitori di acqua e olio sopra il concentratore di ossigeno.
- Non collochi detriti sul fondo del concentratore di ossigeno e non Le consigliamo di posizionare il concentratore su una superficie morbida (come un letto o un divano), questo potrebbe causare un ribaltamento o uno sprofondamento. Non lasci che le bocchette di aspirazione o di uscita dell'aria si ostruiscano. Questo potrebbe causare il surriscaldamento del concentratore e comprometterne le prestazioni.
- Per evitare lesioni causate dal surriscaldamento, non tocchi l'involucro o l'uscita dell'aria con le mani durante il funzionamento del concentratore di ossigeno.
- Il dispositivo ha superato la prova di compatibilità elettromagnetica condotto dal centro di prova dei prodotti TUV. Il dispositivo non produce interferenze RF dannose se viene utilizzato in un'area residenziale. Tuttavia, per mantenere un uso normale, non utilizzi il concentratore in prossimità di apparecchiature che emettono alte frequenze, come altoparlanti, risonanza magnetica o TAC, ecc.
- Non collochi il concentratore di ossigeno in parallelo o in serie con altri concentratori o apparecchiature per il trattamento dell'ossigeno.
- L'ossigenoterapia è pericolosa in alcuni ambienti specifici. Il fabbricante consiglia all'utente di consultare il medico prima di utilizzare il concentratore di ossigeno.
- Eviti la produzione di scintille in prossimità del concentratore di ossigeno, comprese le scintille dovute all'elettricità statica di attrito.
- Se si avverte un disagio o si verifica un incidente durante l'uso del concentratore, chiami il numero verde per le emergenze e si rivolga immediatamente al medico.
- La spina viene utilizzata come dispositivo di disconnessione tra il concentratore di ossigeno e la rete di alimentazione; non collochi la spina in una posizione che renda difficile la disconnessione.

Attenzione

- Pericolo di scosse elettriche, non smonti il concentratore. Solo un tecnico qualificato può rimuovere i coperchi o effettuare interventi di manutenzione sull'unità.
- Si prega di tenere il concentratore lontano da un'atmosfera esplosiva.
- L'ossigeno è un gas che favorisce la combustione. Non fumi in prossimità del concentratore di ossigeno quando è in funzione.

PHILIPS

Philips S.p.A.
Viale Sarca, 235
20126 Milano

SCHEDA **DISPOSITIVI** **MEDICI**

Scheda tecnica
Relative ai “dispositivi medici”
(rif. Direttiva 93/42 CEE integrata e
modificata da Direttiva 2007/47 CE)

CODICE:1056380

REVISIONE: 03
DATA 28/04/2025

Pagina 8 di 9

- Si prega di tenere il concentratore di ossigeno lontano da fiammiferi, sigarette accese e altri oggetti ad alta temperatura o tessuti infiammabili e altri materiali normalmente non combustibili che sono facilmente infiammabili ed esplosivi in aria arricchita di ossigeno. L'inosservanza di questa avvertenza potrebbe provocare gravi incendi, danni materiali, lesioni personali o morte.
- Non collochi o utilizzi il concentratore di ossigeno nei seguenti ambienti: vicino a fonti di calore o fuoco, umido, senza riparo, fumo e inquinamento, temperatura troppo alta o troppo bassa.
- Non utilizzi l'apparecchiatura in spazi ristretti o dove il flusso d'aria è ostacolato. Il concentratore di ossigeno deve essere collocato in ambienti chiusi e ventilati, evitando la luce solare diretta. Deve lasciare una distanza di almeno 0,5 m tra il concentratore e le pareti, le finestre, i mobili e altri oggetti simili.
- Se il cavo di alimentazione o la spina del concentratore di ossigeno sono danneggiati, se il concentratore non funziona in maniera corretta o se è caduto o è stato danneggiato, si prega di contattare il personale di manutenzione qualificato per il controllo e la riparazione.
- Tenga il cavo di alimentazione lontano da superfici calde o riscaldate.
- Quando il concentratore di ossigeno è collegato alla rete elettrica, non lo sposti.
- Non calpesti, si siedi o si sdrai sul concentratore di ossigeno.
- Non faccia cadere o inserisca oggetti nella porta di aspirazione o di scarico del concentratore. Se un oggetto o un liquido entra nell'unità, scolleghi immediatamente le spine di alimentazione e le faccia testare da un professionista prima di riutilizzarle.
- Quando utilizza il concentratore, si assicuri che non vi siano umidificatori nella stessa stanza o nel raggio di 2 metri. Questo potrebbe esercitare influenza sulle prestazioni e sulla purezza dell'ossigeno.
- Spenga l'apparecchiatura prima di spostare la fonte di alimentazione in un'altra presa di corrente. Presti attenzione alla sicurezza elettrica. Non utilizzi il concentratore di ossigeno se la spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati. Non pulisca il concentratore o sostituisca i filtri mentre è collegato a una presa di corrente.
- Installi il dispositivo di regolazione quando la tensione è superiore alla gamma normale o è soggetta a fluttuazioni.
- Per prolungare la durata del concentratore, riavvii 5 minuti dopo ogni spegnimento per evitare che il compressore si avvii sotto pressione.
- Non apra l'armadio e la finestra di aspirazione del concentratore in nessuna condizione.
- Il concentratore di ossigeno deve essere tenuto rigorosamente lontano dai bambini per evitare incidenti.
- Non lasci il concentratore incustodito dopo che è stato collegato all'alimentazione. Scollegli il dispositivo quando non è in uso.
- Spenga il concentratore dopo l'uso. Quando non viene utilizzato per lunghi periodi, scollegli il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Faccia attenzione a non estrarre il cavo di alimentazione dal concentratore quando si toglie la spina

Consigli di sicurezza

- Non fumi durante l'uso del concentratore di ossigeno.
- Si prega di seguire le indicazioni del medico per il trattamento medico.
- È controindicato nei pazienti con avvelenamento da ossigeno e tossicità da ossigeno.
- Il flusso di ossigeno deve essere impostato come raccomandato dal medico e non deve essere troppo alto o troppo basso. Si prega di contattare immediatamente il fornitore o il medico e regolare la portata secondo le istruzioni del medico se Lei o il personale di assistenza sospetta che la concentrazione di ossigeno sia insufficiente; ai pazienti con gravi malattie polmonari si consiglia di consultare un medico per il livello di flusso.
- Mantenga il concentratore stabile durante l'uso ed eviti di inclinarlo o capovolgerlo.
- Tenga presente che il cavo elettrico e/o il tubo potrebbero rappresentare un rischio di inciampo o

 Philips S.p.A. Viale Sarca, 235 20126 Milano	<u>SCHEDA</u> <u>DISPOSITIVI</u> <u>MEDICI</u> Scheda tecnica Relative ai “dispositivi medici” (rif. Direttiva 93/42 CEE integrata e modificata da Direttiva 2007/47 CE)	CODICE:1056380 REVISIONE: 03 DATA 28/04/2025 Pagina 9 di 9
--	---	---

strangolamento.

- Non pompi l'apparecchiatura, ad es. utilizzando un sacco di ossigeno, quando la bottiglia contiene acqua.
- Per evitare il traboccamento, mantenga il livello dell'acqua tra il MINIMO e il MASSIMO e cambi spesso l'acqua.
- Utilizzi l'umidificatore a bottiglia originale fornito con il concentratore o uno certificato dal fabbricante.
- Pulisca e sostituisca il filtro si ostruisca l'uscita e il flusso di erogazione dell'ossigeno. Un filtro non pulito compromette la durata del concentratore di ossigeno.
- Utilizzi il concentratore con cautela. L'inalazione eccessiva di ossigeno può causare alcuni danni, ad es. avvelenamento da ossigeno, compresa la ritenzione di CO₂, cecità neonatale dovuta all'eccessiva assunzione di ossigeno, tosse secca fastidiosa, nausea, vomito e mal di testa, lesioni ai condotti nasali o emorragie nasali.

I) SMALTIMENTO

Conforme alle direttive WEEE/RoHS sul riciclaggio (smaltimento delle apparecchiature elettriche ed Elettroniche/limitazioni all'uso di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche). Se nell'area d'uso si applicano le direttive di riciclaggio WEEE/RoHS, fare riferimento al sito Internet www.philips.com per ottenere il documento necessario al riciclaggio del prodotto.