

SCHEDA TECNICA

Nome Commerciale:	PORTAGHI RIUTILIZZABILI
Descrizione Prodotto:	Caratteristiche qualitative dei portaghi AESCULAP: Portaghi anulari Morso · parti del morso simmetriche e sovrappoventesi lateralmente Portaghi ad anello Durogrip · inserti in carburo di tungsteno senza sbavatura · brasatura senza pori e macchie · superfici interne del morso senza brasature Chiusura · fresatura della chiusura parallela e simmetrica · rivetto completamente inserito · a strumento chiuso, chiusura coperta Fermi · tutti i denti di uguale altezza · dopo lo scatto, i denti sono posizionati sul fondo · spigoli spezzati · alzata del fermo arrotondata sul primo dente Funzionamento · a fermi in funzione, le punte del morso si toccano · allo scatto dell'ultimo fermo, il morso si chiude per almeno 2/3 della sua lunghezza · da aperto, il portaghi deve rimanere nella posizione impostata e non deve chiudersi autonomamente; la resistenza all'apertura ed alla chiusura deve essere uguale in tutti i punti Portaghi anulari Durogrip · Chiusura elastica del morso su tutta la lunghezza degli inserti in carburo di tungsteno Anelli dorati Superficie · assenza di danni superficiali, quali ad es. fessure, graffi, rigature · assenza di impurità superficiali, quali ad es. macchie, ruggine, sporco · privo di sbavatura su tutte le superfici funzionali · faccette lisce e pulite Microportaghi DIADUST La superficie rivestita con polvere di diamante garantisce una chiusura del morso ancora più efficace e resistente. La struttura del rivestimento DIA DUST garantisce inoltre una presa più sicura di aghi fini, suture fini e tessuti morbidi. Riassunto delle caratteristiche qualitative della lavorazione dei portaghi · Dimensioni AESCULAP conformi alla norma DIN

	· Dimensioni AESCULAP con tolleranze notevolmente inferiori · Esecuzione conforme alle norme interne, ai disegni, ai campioni ed agli standard qualitativi AESCULAP · Le minori tolleranze di lavorazione AESCULAP ed i dimensionamenti supplementari assicurano un'esecuzione sempre costante, ovvero la fedeltà al modello · Il dimensionamento dello spessore del morso garantisce la stessa elasticità del morso grazie ad un'identica forma dello stesso · Dentatura del morso definita conforme alla norma interna · Spigoli del morso spezzati e senza bava, per evitare di danneggiare il filo · Fresatura della chiusura conforme alla norma interna · Il dimensionamento delle branche garantisce la medesima elasticità delle stesse e pertanto un identico funzionamento del morso del portaghi · Stessa esecuzione dell'anello grazie alle norme interne ed al dimensionamento degli anelli · Descrizione dell'esecuzione e del funzionamento del portaghi nello standard qualitativo · Valutazione della superficie rispetto al campione di superficie · Aumento della resistenza alla corrosione mediante lucidatura elettrochimica, anche nei punti dove non è stato possibile correggere in sede di finitura · Verifica della resistenza alla corrosione mediante prova di ebollizione · Movimento uniforme, il morso aperto rimane fermo in qualsiasi posizione
Divisione:	Aesculap
Prodotto da:	AESCULAP AG
Officina di produzione:	AESCULAP AG
Rappresentato in Italia da:	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
Certificazioni:	D.O.C., CE, ISO
Ente certificatore:	0123 e 0482
Classe di rischio:	VEDI ELENCO ALLEGATO
Codice CND:	VEDI ELENCO ALLEGATO

INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE

Chirurgia generale, microchirurgia, chirurgia mininvasiva.

INFORMAZIONI TECNICHE

I materiali usati per gli strumenti corrispondono alle qualità raccomandate per gli acciai secondo gli Standards DIN, ISO e ASTM (American Society for Testing of Materials), tuttavia vengono superati i termini

fissati da questi Standards secondo la delimitazione Aesculap dei valori d'analisi e degli stati strutturali consentiti. In questo modo aumentano le proprietà meccaniche e la resistenza alla corrosione.

Nei laboratori Aesculap di prove per materiali, forniti delle più moderne apparecchiature per i test (spettrometri ad emissione , microscopi elettronici a scansione, ecc.) , si collaudano e monitorizzano tutte le partite dei materiali . Gli strumenti vengono prodotti con acciaio di altissima qualità, che corrisponde alle norme DIN Standard 17442 (norma che si riferisce a prodotti finiti fabbricati tramite tornitura (o laminatura), forgiatura o colatura di acciaio non corrodibile per strumenti medici).

Tutti gli strumenti Aesculap sono prodotti secondo gli standards tedeschi (DIN) .

Una preparazione efficace è nella responsabilità esclusiva del gestore. Vi preghiamo di fare attenzione alle indicazioni ed alle normative descritte nell' istruzione d' uso e ai manuali nazionali dei regolamenti e delle normative.

PULIZIA: Pulizia automatica alcalina o manuale con / senza trattamento a ultrasuoni

DISINFEZIONE: Disinfezione termica 5 min a 90°C

ASCIUGATURA: Asciugatura a max 120°C 248 °F

PREPARAZIONE NEL PUNTO DI UTILIZZO : AD UMIDO O A SECCO.

SOSTANZE CHIMICHE E TEMPERATURE X LA PULIZIA E DISINFEZIONE: sostanze di tipo acido / neutro/ alcalino con/senza aggiunta di tensioattivi .CHIMICA a max 80°C o TERMICA con acqua completamente desalinizzata a max 93°C .

Si presuppone che per la pulizia e disinfezione vengano utilizzati prodotti omologati per il caso di impiego e che siano rispettate le concentrazioni, i tempi d' azione e le temperature raccomandate. E' necessario assicurare che sui prodotti non permangano residui. Per il risciacquo finale usare acqua completamente desalinizzata.

DATI TECNICI

Monouso:	No
Poliuso:	SI
Sterile alla vendita:	NO
Risterilizzabile:	SI
Medodo di sterilizzazione:	Sterilizzazione a vapore. Si prega di fare riferimento alle istruzioni per l'uso
Presenza di lattice:	No
Confezionamento:	Busta in plastica, Scatola in cartone e gomma piuma per alcuni codici
Temperatura di conservazione:	S0
Biocompatibilità	Sì I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali: ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test
Presenza ftalati:	No
Garanzia:	Garanzia pluriennale sulla base dei seguenti requisiti: uso da parte di personale esperto, preparazione, massima cura durante le manipolazioni, sterilizzazione. Sono esclusi dalla garanzia: Danni violenti o oversteering Applicazioni improprie, non adatte all'uso del prodotto Danneggiamento per corrosione da mezzi chimici, come ad esempio uso di soluzioni saline Maneggiamento , pulizia e trattamento improprio durante la preparazione, (ad esempio uso di disinfettanti , agenti di pulizia o materiali di manutenzione inadatti) Invecchiamento naturale Inadatte condizioni di sterilizzazione (in particolare insoddisfacente qualità' di vapore).
Manutenzione:	Per evitare durezza del movimento o corrosione da attrito, gli strumenti con snodi o con suolefici di scorrimento metalliche devono essere oliati prima di ogni sterilizzazione. Aesculap raccomanda l' utilizzo di JG600 o JG598 . in caso di trattamento con detergenti contenenti acido fosforico o acido fluoridrico i prodotti con incisioni al laser possono sbiadire . Cio' puo' determinare la compromissione o la perdita totale della funzione di codifica.

LISTA CODICI

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
BM008R	DUROGRIP PORTAGHI DERF 120MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421757/R
BM009R	DUROGRIP PORTAGHI MASING ANEL.CRV.V.BAS.	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421758/R
BM010R	DUROGRIP PORTAGHI HALSEY 120MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421759/R
BM011R	DUROGRIP PORTAGHI CONVERSE 130MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2422995/R
BM012R	DUROGRIP PORTAGHI HALSEY 130MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2423000/R
BM013R	DUROGRIP PORTAGHI BABY-CRILE-WOOD 150MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2358163/R
BM014R	DUROGRIP PORTAGHI WEBSTER LISCIO 130MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2423001/R
BM015R	DUROGRIP PORTAGHI BAUMGARTNER 145MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421761/R
BM016R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 145MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421763/R
BM017R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 185MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421783/R
BM018R	DUROGRIP PORTAGHI KILNER 135MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421784/R
BM019R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 200MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2358150/R
BM020R	DUROGRIP PORTAGHI SAROT 180MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421785/R
BM021R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 305MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421787/R
BM022R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO-SEELEY 205	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2393622/R
BM023R	DUROGRIP PORTAGHI SAROT 260MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2423002/R
BM024R	DUROGRIP PORTAGHI WEBSTER 130MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2270811/R
BM025R	DUROGRIP PORTAGHI P.VASI SOTTILE 180MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421788/R
BM026R	DUROGRIP PORTAGHI P.VASI SOTTILE 200MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2380294/R
BM027R	DUROGRIP PORTAGHI P.VASI SOTTILE 230MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2423003/R
BM030R	DUROGRIP PORTAGHI CRILE-WOOD 270MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421790/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
BM032R	DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 150MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421791/R
BM033R	DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 165MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421793/R
BM034R	DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY SOTTILE 210MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2393627/R
BM035R	DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 180MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2423006/R
BM036R	DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 230MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2423004/R
BM037R	DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 260MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2423005/R
BM038R	DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 305MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2380311/R
BM040R	DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 305MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2270817/R
BM042R	DUROGRIP PORTAGHI WANGENSTEEN 275MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421794/R
BM044R	DUROGRIP PORTAGHI A MORSO FINE 135MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2423007/R
BM045R	DUROGRIP PORTAGHI A MORSO FINE 175MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2423008/R
BM046R	DUROGRIP PORTAGHI A MORSO FINE 195MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421795/R
BM047R	DUROGRIP PORTAGHI A MORSO FINE 265MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2423009/R
BM051R	DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 195MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421797/R
BM052R	DUROGRIP PORTAGHI DE'BAKEY 245MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421798/R
BM054R	DUROGRIP PORTAGHI RYDER SOTTILE 135MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421799/R
BM055R	DUROGRIP PORTAGHI RYDER SOTTILE 155MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2423010/R
BM056R	DUROGRIP PORTAGHI RYDER SOTTILE 175MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2380306/R
BM057R	DUROGRIP PORTAGHI RYDER SOTTILE 210MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2423011/R
BM058R	DUROGRIP PORTAGHI RYDER SOTTILE 230MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421800/R
BM063R	DUROGRIP PORTAGI DE'BAKEY 165MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421812/R
BM064R	DUROGRIP PORTAGI DE'BAKEY 210MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421821/R
BM065R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2423012/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
BM066R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2380307/R
BM067R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 205MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2358161/R
BM068R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 235MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2380309/R
BM069R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 305MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421822/R
BM070R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-MAYO 265MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2423015/R
BM074R	DUROGRIP PORTAGHI RYDER 147MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2411956/R
BM075R	DUROGRIP PORTAGHI RYDER 177MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421837/R
BM076R	DUROGRIP PORTAGHI RYDER 225MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421838/R
BM077R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 205MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2423016/R
BM078R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR 240MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421839/R
BM081R	DUROGRIP PORTAGHI HEANEY CRV.200MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421840/R
BM082R	DUROGRIP PORTAGHI CRV.S 215MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421841/R
BM084R	DUROGRIP PORTAGHI HEANAY 263MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421866/R
BM088R	DUROGRIP PORTAGHI NAUNTON-MORGAN 260MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421867/R
BM089R	DUROGRIP PORTAGHI MUELLER 360MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421868/R
BM090R	DUROGRIP PORTAGHI MASSON 265MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2423017/R
BM092R	DUROGRIP PORTAGHI FINOCHIETTO 265MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421870/R
BM095R	DUROGRIP PORTAGHI STRATTE 210MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421871/R
BM096R	DUROGRIP PORTAGHI STRATTE 230MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421872/R
BM100R	DUROGRIP PORTAGHI WERTHEIM 200MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421874/R
BM101R	DUROGRIP PORTAGHI WERTHEIM 240MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2423018/R
BM102R	DUROGRIP PORTAGHI WERTHEIM 300MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421877/R
BM105R	DUROGRIP PORTAGHI A BAIONETTA 275MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421879/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
BM106R	DUROGRIP PORTAGHI A BAIONETTA 350MM	L0205	I non sterile	SCA da 1 PZ	60643/R
BM110R	DUROGRIP PINZA LEGAT.SOTTILE 155MM	L091001	Ir	SCA da 1 PZ	2409124/R
BM111R	DUROGRIP PINZA LEGAT.MORSO LG.155MM	L091001	Ir	SCA da 1 PZ	2423019/R
BM112R	DUROGRIP PINZA LEGAT.BAUMGARTNER 200MM	L091001	Ir	SCA da 1 PZ	2393862/R
BM113R	DUROGRIP PINZA LEGATURA 175MM	L091001	Ir	SCA da 1 PZ	2381349/R
BM124R	DUROGRIP PORTAGHI HEGAR-OLSEN 165MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2422205/R
BM127R	DUROGRIP PORTAGHI C.FORBICI 125MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2422209/R
BM128R	DUROGRIP PORTAGI HEGAR-OLSEN/LANGE 145MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2422210/R
BM129R	DUROGRIP PORTAGHI FORBICI GILLIES 160MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2422211/R
BM132R	DUROGRIP PORTAGHI LICHTENBERG 195MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421880/R
BM148R	DUROGRIP PORTAGHI MATHIEU SOTTILE 140MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421882/R
BM149R	DUROGRIP PORTAGHI MATHIEU 140MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2256151/R
BM150R	DUROGRIP PORTAGHI MATHIEU SOTTILE 170MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421883/R
BM151R	DUROGRIP PORTAGHI MATHIEU 170MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2256152/R
BM153R	DUROGRIP PORTAGHI MATHIEU SOTTILE 200MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421884/R
BM154R	DUROGRIP PORTAGHI MATHIEU 200MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2256153/R
BM156R	DUROGRIP PORTAGHI MATHIEU 200MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2255901/R
BM158R	DUROGRIP PORTAGHI MATHIEU 245MM	L0205	I non sterile	SCA da 1 PZ	983774/R
BM165R	DUROGRIP PORTAGHI HOESEL 205MM	L0205	I non sterile	SCA da 1 PZ	979482/R
BM168R	DUROGRIP PORTAGHI HOESEL 260MM	L0205	I non sterile	SCA da 1 PZ	979483/R
BM170R	DUROGRIP PORTAGHI ZWEIFEL 200MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421885/R
BM172R	DUROGRIP PORTAGHI ZWEIFEL 200MM	L0205	I non sterile	SCA da 1 PZ	979476/R
BM178R	DUROGRIP PORTAGHI MOD.AESCU LAP 200MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2422218/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
BM183R	DUROGRIP PORTAGHI TOENNIS 180MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421886/R
BM184R	DUROGRIP PORTAGHI SOTTILE 200MM	L0205	I non sterile	SCA da 1 PZ	45691/R
BM186R	DUROGRIP PORTAGHI TOENNIS 180MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421887/R
BM191R	DUROGRIP PORTAGHI LANGENBECK 180MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421889/R
BM193R	DUROGRIP PORTAGHI LANGENBECK 200MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2256150/R
BM196R	DUROGRIP PORTAGHI LANGENBECK 200MM	L0205	I non sterile	SCA da 1 PZ	959055/R
BM200R	PORTAGHI CONVERSE 130MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421890/R
BM201R	PORTAGHI HALSEY CON MORSO LISCIO 130MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421891/R
BM202R	PORTAGHI WEBSTER 125MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421893/R
BM204R	PORTAGHI DERF 125MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421900/R
BM205R	PORTAGHI HALSEY 130MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2393628/R
BM210R	PORTAGHI DOYEN 125MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2422212/R
BM211R	PORTAGHI KILNER 135MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421902/R
BM215R	PORTAGHI BAUMGARTNER 145MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2393630/R
BM218R	PORTAGHI CRILE-WOOD FINO 150MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2270819/R
BM219R	PORTAGHI CRILE-MURRAY 150MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2393633/R
BM220R	PORTAGHI CRILE-MURRAY ROBUSTO 160MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421903/R
BM221R	PORTAGHI LAWRENCE 150MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2358164/R
BM224R	PORTAGHI ADSON FENES.180MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421904/R
BM235R	PORTAGHI HEGAR-MAYO 150MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2393634/R
BM236R	PORTAGHI HEGAR-MAYO 185MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421906/R
BM237R	PORTAGHI HEGAR-MAYO 200MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421907/R
BM238R	PORTAGHI HEGAR-MAYO 235MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2393636/R

Emesso da: Emanuela Mastropietro
 Versione: 0
 Controllato da: Sara Setti

Data ultimo aggiornamento: 24/03/2023

il: 19/05/2023

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
BM240R	PORTAGHI HEGAR-MAYO 265MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421908/R
BM241R	PORTAGHI MAYO-HEGAR 160MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2393638/R
BM242R	PORTAGHI MAYO-HEGAR 190MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2393640/R
BM245R	PORTAGHI HEGAR MORSO SCANALATO 150MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421909/R
BM247R	PORTAGHI HEGAR MORSO SCANALATO 175MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421911/R
BM249R	PORTAGHI HEGAR MORSO SCANALATO 205MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421913/R
BM255R	PORTAGHI HEGAR MORSO SZ.SCANALATO 205MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421914/R
BM259R	PORTAGHI HEANEY CRV.200MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421915/R
BM270R	PORTAGHI JAMESON RET.SOTTILE 230MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2393642/R
BM272R	PORTAGHI WANGENSTEEN 275MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421916/R
BM275R	PORTAGHI MASSON 265MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421919/R
BM280R	PORTAGHI MASSON-LUETHY 255MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421920/R
BM290R	PORTAGHI CON FORBICI HEGAR-OLSEN 140MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2422213/R
BM291R	PORTAGHI C.FORBICI HEGAR-OLSEN 185MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2422214/R
BM298R	PORTAGI GILLIES CON FORBICI 150MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2422215/R
BM299R	PORTAGI GILLIES CON FORBICI 160MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2422216/R
BM311R	DUROGRIP PORTAGHI REIN-KUPKA 190MM	L0205	I non sterile	SCA da 1 PZ	45686/R
BM320R	DUROGRIP PORTAGHI HELLBERG-KUPKA 210MM	L0205	I non sterile	SCA da 1 PZ	979450/R
BM360R	PORTAGHI MATHIEU 140MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421921/R
BM361R	PORTAGHI MATHIEU 170MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421922/R
BM362R	PORTAGHI MATHIEU 200MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421923/R
BM406R	PORTAGHI STILLE MOD.RAFF.175MM	L0205	I non sterile	SCA da 1 PZ	979612/R
BM407R	PORTAGHI STILLE MOD.RAFF.200MM	L0205	I non sterile	SCA da 1 PZ	979613/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
BM503R	PORTAGHI CRILE MORSO SCANALATO 150MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421924/R
BM510R	PORTAGHI TOENNIS 180MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421925/R
BM620R	PORTAGHI BOOMER.YOUNG-HRYNTSCHAK 240MM	L0205	I non sterile	SCA da 1 PZ	45717/R
EA923R	PORTAGHI DUROGRIP - RETTO SEC.MUELLER	L0205	I non sterile	SCA da 1 PZ	105344/R
FC275R	VALVE XS PORTAGHI CT RET.225/365MM	L0205	III	SCA da 1 PZ	2422843/R
FC276R	VALVE XS PORTAGHI CT CRV.3X8 225/365MM	L0205	III	SCA da 1 PZ	2422844/R
FC277R	VALVE XS PORTAGHI CT CRV.2X8 225/365MM	L0205	III	SCA da 1 PZ	2422845/R
FC278R	VALVE XS PORTAGHI RYDER CT RET.225/365MM	L0205	III	SCA da 1 PZ	2422846/R
FC279R	VALVE XS PORTAGHI CT CRV.1,5X6 220/360	L0205	III	SCA da 1 PZ	2422847/R
FC378R	VALVE XS PORTAGHI CT RET.3X8 275/415MM	L0205	III	SCA da 1 PZ	2422848/R
FC379R	VALVE XS PORTAGHI CT CRV.3X8 275/415MM	L0205	III	SCA da 1 PZ	2422849/R
FC380R	VALVE XS PORTAGHI CT CRV.2X8 275/415MM	L0205	III	SCA da 1 PZ	2422850/R
FC381R	VALVE XS PORTAGHI RYDER CT RET.275/415MM	L0205	III	SCA da 1 PZ	2422851/R
FC382R	VALVE XS PORTAGHI CT CRV.1,5X6 270/410MM	L0205	III	SCA da 1 PZ	2422852/R
FC478R	VALVE XS PORTAGHI CT RET.170/305MM	L0205	III	SCA da 1 PZ	2422883/R
FC479R	VALVE XS PORTAGHI CT CRV.3X8 170/305MM	L0205	III	SCA da 1 PZ	2422884/R
FC480R	VALVE XS PORTAGHI CT CRV.2X8 170/305MM	L0205	III	SCA da 1 PZ	2422885/R
FC481R	VALVE XS PORTAGHI RYDER CT RET.170/305MM	L0205	III	SCA da 1 PZ	2422886/R
FC482R	VALVE XS PORTAGHI CT CRV.1,5X6 160/300MM	L0205	III	SCA da 1 PZ	2422887/R
FD092R	PORTAGHI P.MICROCHIR.RETTO 200MM	L0205	III	SCA da 1 PZ	2422891/R
FD093R	PORTAGHI P.MICROCHIR.CURVO 200MM	L0205	III	SCA da 1 PZ	2422892/R
FD096R	PORTAGHI P.MICROCHIR.RETTO 225MM	L0205	III	SCA da 1 PZ	2422894/R
FD097R	PORTAGHI P.MICROCHIR.CURVO 225MM	L0205	III	SCA da 1 PZ	2422895/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
FD120R	PORTAGHI A BAIONETTA 195MM	L0205	III	SCA da 1 PZ	2422893/R
FD243R	PORTAGHI MICRO CURVO 150MM C.CREMA GL.	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2275081/R
FD493B	MICRO PORTAGHI RET.0,5MM 150MM	L0205	III	SCA da 1 PZ	2422870/R
FD494B	MICRO PORTAGHI CRV.0,5MM 170MM	L0205	III	SCA da 1 PZ	2422876/R
FD495B	MICRO PORTAGHI CRV.0,5MM 210MM	L0205	III	SCA da 1 PZ	2422877/R
FD717B	MICRO PORTAGHI NOIR BAI.0,5MM 70MM	L0205	III	SCA da 1 PZ	2422910/R
FD718B	MICRO PORTAGHI NOIR BAI.0,5MM 90MM	L0205	III	SCA da 1 PZ	2422911/R
FD719B	MICRO PORTAGHI NOIR BAI.0,5MM 120MM	L0205	III	SCA da 1 PZ	2422912/R
FM170R	MICRO-PORTAGHI MORSI CURVI MAN.LU:70MM	L0205	III	SCA da 1 PZ	2422934/R
FM173R	MICRO-PORTAGHI MORSI CURVI MAN.LU:90MM	L0205	III	SCA da 1 PZ	2422935/R
FM175R	PORTAGHI MICRO MORSI CURV.GAMBO LU:120MM	L0205	III	SCA da 1 PZ	2422936/R
FM388R	DUROGRIP MICROPORTAGHI ROTONDO 180MM	L0205	III	SCA da 1 PZ	2380169/R
MB213R	PORTAGHI-DUROGRIP JACOBSON 200MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2422217/R
MB606R	DUROGRIP PORTAGHI FRENCH EYE 160MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421927/R
MB607R	DUROGRIP PORTAGHI FRENCH EYE 185MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2393645/R
MB611R	DUROGRIP PORTAGHI FRENCH EYE 205MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421928/R
MB612R	DUROGRIP PORTAGHI FRENCH EYE 235MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2421929/R
OP402R	PORTAGHI P.LARINGE LUNGH.GAMBO 225MM	L0205	Ir	SCA da 1 PZ	2422221/R