

PERETTI

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO		Mod: STD-60013193 Rev. 00 - 19/03/2026
Codice	Descrizione	
60013193	Piastre monouso universali per defibrillazione Jousing iAED-S1 - (Coppia)	
Immagine Prodotto		
		
Riferimenti Fabbricante		
Fabbricante ai sensi 93/42	FIAB S.P.A.	
Distributore esclusivo	PERETTI S.R.L.	
Classe di dispositivo 93/42	Classe IIb	
Descrizione prodotto		
Piastre monouso universali per defibrillazione Jousing iAED-S1 - (Coppia) - F7952W/J Caratteristiche tecniche: REF: F7952W/J Tipo elettrodi: Elettrodi monouso per defibrillazione, pregellati, autoadesivi e senza lattice. Posizionamento Piastre Adulto: Anteriore - laterale - Pediatrico: Anteriore – posteriore Utilizzo: Adulto / Pediatrico Materiale del supporto: Foam medicale - spessore 1 mm - senza lattice Area conduttiva: 100 cm² ± 10 cm² per piastra Materiale conduttivo: Lamina di stagno Gel elettroconduttore: Gel adesivo conduttivo a bassa impedenza Lunghezza cavo: 120 Cm ± 12 cm Connettore: Antishock di sicurezza Scadenza: da 24 a 30 mesi a partire dalla data di produzione. Conformità alla normativa: Direttiva 93/42/CEE. Dispositivo: Classe IIb Numero Ce: 2797 Immagazzinamento: Temperatura: + 5°C / + 35°C Conservazione: In luogo asciutto Confezionamento: 1 coppia in busta di polietilene e alluminio termosaldato		