

Inogen Rove 4

Concentratore di ossigeno portatile



Inogen Rove 4 è un concentratore di ossigeno portatile leggero, compatto e silenzioso. Progettato per garantire la massima autonomia e libertà di movimento, ha un **peso di soli 1,4 kg** e **un'autonomia fino a circa 6 ore** (con batteria a lunga durata).

Dispone di **4 impostazioni di flusso** che permettono un'erogazione di ossigeno con un valore massimo equivalente a circa 3 L/min di flusso continuo.

È dotato di tecnologia **Intelligent Delivery**, che rileva il respiro e fornisce ossigeno in modo efficiente. Facile da usare, con display migliorato, è approvato per l'uso in aereo.

Patologie compatibili

BPCO
Insufficienza cardiaca grave
Fibrosi cistica
Cefalea a grappolo
Disturbi respiratori connessi al sonno
Polmonite grave
Attacchi di asma gravi
Sindrome da distress respiratorio

Codice prodotto con batteria 4 celle: 101110100071

Codice prodotto con batteria 8 celle: 101110100072

DATI TECNICI

Accessori inclusi	Batteria intermedia a 4 celle o batteria extended a 8 celle (in base all'opzione scelta), Alimentatore CA e alimentatore CC, borsa per il trasporto con tracolla.
Peso	1,4 kg (con batteria intermedia), 1,5 kg (con batteria estesa).
Purezza ossigeno	90% (-3% / +6%) su tutti i livelli di flusso
Erogazione ossigeno	4 livelli di flusso a impulsi, con un massimo equivalente di circa 3 L/min di flusso continuo
Tecnologia	Intelligent Delivery, con rilevamento del respiro per erogazione efficiente
Alimentatore AC	100-240V, 50-60Hz (adattatore incluso)
Alimentatore DC	12,4-15,1 V, 100W
Tempo di ricarica	Circa 3 ore con batteria intermedia (BA-400), circa 4 ore con batteria estesa (BA-408)
Livello sonoro	39 dBA, tra i più silenziosi della categoria.
Dimensioni	con batteria intermedia (15 cm x 6,7 cm x 19,9 cm), con batteria estesa (15 cm x 6,8 cm x 20,6 cm)