



Hydraulic Transfer Chair

KDB-506



Buy one get 3 types of the seat panel:

Seat 1: Fixed Toilet Panel

Seat 2: Removable Plastic Shower Panel

Seat 3: Removable Soft Cushion Seat Panel

La sedia da trasferimento idraulica è realizzata in acciaio senza saldatura e ha la funzione di trasferire il paziente dal letto al WC. Può essere utilizzata per la doccia e ha tre tipi di pannelli di seduta che possono essere cambiati a piacere: dotata di pannelli per doccia, WC e seduta morbida confortevole, che possono essere smontati in qualsiasi momento per soddisfare le esigenze di diverse situazioni, rendendola più pulita e igienica; apertura e chiusura facili a 180°, flessibile per il movimento.

La fibbia sul retro è progettata pensando all'utente, rendendo la cura facile e risparmiando lavoro.

Regolazione del sollevamento idraulico: l'altezza può essere regolata fino a 15 cm per adattarsi a diversi letti e divani.

Forte capacità di carico di 125 kg/136 libbre: utilizza tubi in acciaio senza saldatura ispessiti, che sono più spessi dei tubi fino a 3,0 mm. La superficie è verniciata a spruzzo, resistente all'usura, liscia e senza sbavature, e non facile da arrugginire.

Ruote silenziose, alta sensibilità e facili da spostare

Quattro ruote universali consentono un raggio di sterzata più piccolo, rendendola più adatta all'uso in spazi ristretti.

Dotata di una padella WC, può anche essere trasferita al bagno.

Regolazioni Spazio di sollevamento 6 pollici

| Colore Finitura verniciata bianca

| Dimensioni

| Seduta-Pavimento 42-57 cm

| Bracciolo-Seduta 45 cm

| Bracciolo-Pavimento 86-101 cm

| Lunghezza base 90 cm

| Larghezza base 53 cm

| Distanza dalla barra trasversale della base alla ruota posteriore 59 cm

| Materiale Acciaio senza saldatura, Dia. 25,4 mm

| Quantità imballo 1 pezzo/confezione

| Dimensioni imballo 78 63 36 cm

| Dimensioni seduta L48 P36 A42-57 cm

| Garanzia 2 anni

| Peso lordo 46,5 kg

| Capacità di peso 125 kg