



# SuperBaby



## Pesaneonati a stadera

- Design classico con meccanismo di pesatura semplice a stadera
- Accuratezza della pesatura meccanica
- Piano confortevole ergonomico

### Funzioni

Peso, tara, azzeramento manuale

### Struttura

Struttura e piatto in metallo verniciato

### Dimensioni

W570 x D340 x H185 mm

### Omologazioni

Direttiva metrica NAWI 90/384-2014/31/UE

Classe di precisione III secondo la norma EN45501

Dispositivi medici MDR Regolamento UE 2017/745

Classe di rischio Im con funzione di misura


### Packaging

1 pz dimensioni W620 x D360 x H205 mm

Peso: netto 6,5 kg - lordo ~7 kg



Allineamento indicatore e contro-indicatore per lettura corretta del peso



Asta serigrafata ben leggibile

**GMDN: 36817 - CND: V0399 - Repertorio: 2497330**

| Modello   | Codice | Portata | Divisione | Piano pesata   |
|-----------|--------|---------|-----------|----------------|
| SuperBaby | 00290  | 20 kg   | 10 g      | W570 x D310 mm |

**Accessori inclusi: 4 piedini in gomma, garanzia 2 anni**

| Optional                           | Codice | Servizi Optional                                                     | Codice   |
|------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| WH80 Statimetro 35-80 cm (pag. 66) | 00060M | Omologazione                                                         | AOMOL    |
|                                    |        | Certificato di taratura con masse certificate da Centro LAT Accredia | ACOSITMD |
|                                    |        | Certificato di taratura rilasciato da Centro LAT Accredia            | ACOLAT2  |
|                                    |        | Verifica periodica 3 anni                                            | AOPER1   |