

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO		Mod: STD-60009842 Rev. 00 – 01/01/2025
Codice	Descrizione	
60009842	Coppia di piastre monouso adulti Jousing IAED-S1	
Destinazione d'uso		
Piastrre monouso per defibrillazione.		
Immagine Prodotto		
		
Riferimenti Fabbriante		
Fabbriante ai sensi 93/42	FIAB S.p.A.	
Paese di produzione	Italia	
Distributore	PERETTI S.R.L.	
Classe di dispositivo 93/42	Classe IIb	
Descrizione articolo		
Piastrre monouso per defibrillazione Jousing iAED-S1 - Adulti - (Coppia)		
Caratteristiche tecniche:		
• Modello: ADULTI • REF: F7952W/PER • Indicazioni d'uso: Per pazienti di peso > 25 kg • Materiale del supporto: Foam medicale - spessore 1 mm - senza lattice • Larghezza anello adesivo: 1.3 Cm • Superficie totale piastra: 148 cm² (≈ 74 cm² per piastra) • Area conduttiva: 100 cm² ± 10 cm² per piastra • Materiale conduttivo: Lamina di stagno • Gel elettroconduttore: Gel adesivo conduttivo a bassa impedenza • Lunghezza cavo: 120 Cm ± 12 cm • Connettore: Antishock di sicurezza • Scadenza: da 24 a 30 mesi a partire dalla data di produzione. • Conformità alla normativa: Direttiva 93/42/CEE. • Dispositivo: Classe IIb • Numero Ce: 2797		
Immagazzinamento: Temperatura: + 5°C / + 35°C		
Conservazione: In luogo asciutto		
Confezionamento: 1 coppia in busta di polietilene e alluminio termosaldata		