Scheda tecnica informativa **11-2021**

PHARMASTERIL FAZZOLETTO BARATTOLO

Fazzolettino per la detersione e disinfezione di dispositivi medici non invasivi

Dispositivo Medico CE 0546 Classe II a N. Repertorio 2117120 CND D99

Composizione:	Sali d'ammonio quaternari, ortofenilfenolo
Aspetto: **Profumo:** **pH:**	FAZZOLETTINO bianco a perdere in TNT Dimensioni: cm 14x19 Pino 8,0 –10,0
Confezione:	- Barattolo da 100 strappi in cartone da 12 barattoli
Proprietà e Vantaggi:	**PHARMASTERIL FAZZOLETTO** è realizzato con standard qualitativi elevati e controllato a livello microbiologico. **Azione disinfettante** • L'associazione fra Sali quaternari d'ammonio e ortofenilfenolo garantisce un completo spettro d'azione nei confronti di batteri gram +, gram -, funghi (lieviti) e virus (Adenovirus, HIV, HBV, HCV). **Azione detergente** • **PHARMASTERIL FAZZOLETTO** svolge anche un'azione detergente senza lasciare residui untuosi.
Indicazioni d'uso e Applicazioni	**PHARMASTERIL FAZZOLETTO** è consigliabile per la disinfezione rapida, specialmente in caso di rischio infettivo, di: strumenti chirurgici non invasivi, superfici, lettini medici, ambulanze, termometri e suppellettili ambulatoriali, stetoscopi, materiali di kinesiterapia, podologia.

Informazioni riservate a personale qualificato

pharma trade company srl - via torazza 115-121 20861 brugherio mb
tel 039 2142186 fax 039 2872944 info@pharmatrade.it www.pharmatrade.it