SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo **STD** Rev. 03 – 14.04.2016

RI807	Sollevamalati elettrico KOMPASS – 135 Kg (Made in ITALY)

Destinazione d'uso

Struttura mobile manovrata da operatore utilizzabile per il trasferimento di pazienti con difficoltà motorie.

Caratteristiche principali

Struttura smontabile rettangolare in acciaio verniciato. Ruote piroettanti da 10 Cm di cui due con freno. Motore a batteria LINAK. La base regolabile in larghezza garantisce stabilità e facile accesso in ambienti con spazi ristretti. Portata massima 135 kg. Pulsante di arresto di emergenza. Avviso di termine batteria acustico e visivo sul telecomando. Batteria estraibile. Discesa di emergenza manuale. Sicurezza antischiacciamento.

Immagine prodotto




Riferimenti

Fabbricante ai sensi 93/42	*MORETTI S.P.A.*
Paese di produzione	*ITALIA*
Classe di dispositivo 93/42	*Classe I*
Codice GMDN	*12330*
Codice Nomenclatore	*12.36.03.006*
Codice Classificazione CND	*Y123603*
Peso Max	*135 Kg*
Motorizzazione	*LINAK JUMBO HOME*
Durata batteria stimata	*1080 minuti*

Materiali principali

Struttura	*Acciaio verniciato*
Impugnature	*Poliuretano*

RIFERIMENTI DIMENSIONALI



DIMENSIONI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	O	P
RI807 (cm)	***70***	***61***	***91***	***84***	***175***	***116,5***	***83***	***44,5***	***54,5***	***92,5***	***102,5***	***8***	***13***